




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1427-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 17:49:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 溶剂




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1428-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 17:54:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	127925	100.000	16232	4165	1.258	--
总计		127925	100.000	16232			

图2 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1429-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 17:58:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	127956	100.000	16260	4171	1.257	--
总计		127956	100.000	16260			

图3 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1430-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:02:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.324	127758	100.000	16222	4156	1.254	--
总计		127758	100.000	16222			

图4 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1431-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:07:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	127842	100.000	16189	4140	1.259	--
总计		127842	100.000	16189			

图5 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1432-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:11:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.325	128255	100.000	16207	4156	1.255	--
总计		128255	100.000	16207			

图6 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1433-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:16:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	12609	100.000	1694	4933	1.272	--
总计		12609	100.000	1694			

图7 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1434-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:20:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	8626	100.000	1190	5011	1.259	--
总计		8626	100.000	1190			

图8 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1435-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:25:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	11897	100.000	1587	4831	1.322	--
总计		11897	100.000	1587			

图9 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1436-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:29:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	12647	100.000	1736	4703	1.260	--
总计		12647	100.000	1736			

图10 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1437-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:33:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	10499	100.000	1440	4763	1.272	--
总计		10499	100.000	1440			

图11 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1438-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:38:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	4281	100.000	597	5182	1.246	--
总计		4281	100.000	597			

图12 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1439-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:42:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	26203	100.000	3544	4770	1.294	--
总计		26203	100.000	3544			

图13 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1440-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:47:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	20073	100.000	2712	4874	1.266	--
总计		20073	100.000	2712			

图14 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1441-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:51:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	23724	100.000	3220	4861	1.296	--
总计		23724	100.000	3220			

图15 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1442-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 18:55:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	28275	100.000	3837	4929	1.296	--
总计		28275	100.000	3837			

图16 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1443-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:00:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	23095	100.000	3141	4872	1.298	--
总计		23095	100.000	3141			

图17 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1444-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:04:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	15854	100.000	2156	5085	1.300	--
总计		15854	100.000	2156			

图18 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1445-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:09:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	33381	100.000	4507	4881	1.306	--
总计		33381	100.000	4507			

图19 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1446-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:13:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:33:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	27772	100.000	3766	4880	1.289	--
总计		27772	100.000	3766			

图20 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1447-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:17:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	31539	100.000	4244	4876	1.319	--
总计		31539	100.000	4244			

图21 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1448-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:22:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	35861	100.000	4844	4910	1.309	--
总计		35861	100.000	4844			

图22 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1449-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:26:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	31224	100.000	4243	4978	1.290	--
总计		31224	100.000	4243			

图23 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1450-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:31:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	24076	100.000	3286	4969	1.292	--
总计		24076	100.000	3286			

图24 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1451-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:35:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	39049	100.000	5321	4938	1.290	--
总计		39049	100.000	5321			

图25 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1452-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:39:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	33424	100.000	4573	4941	1.286	--
总计		33424	100.000	4573			

图26 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1453-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:44:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	36397	100.000	4942	4898	1.302	--
总计		36397	100.000	4942			

图27 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1454-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:48:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	41552	100.000	5657	4908	1.286	--
总计		41552	100.000	5657			

图28 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1455-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:53:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	36991	100.000	5040	4913	1.280	--
总计		36991	100.000	5040			

图29 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1456-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 19:57:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	30053	100.000	4085	4932	1.291	--
总计		30053	100.000	4085			

图30 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1457-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:02:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	47002	100.000	6400	4977	1.297	--
总计		47002	100.000	6400			

图31 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1458-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:06:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	42057	100.000	5730	4970	1.284	--
总计		42057	100.000	5730			

图32 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1459-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:10:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	45839	100.000	6226	4942	1.294	--
总计		45839	100.000	6226			

图33 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1460-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:15:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	48276	100.000	6590	4947	1.294	--
总计		48276	100.000	6590			

图34 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1461-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:19:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	46028	100.000	6246	4909	1.299	--
总计		46028	100.000	6246			

图35 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1462-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:24:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	38969	100.000	5307	4956	1.274	--
总计		38969	100.000	5307			

图36 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1463-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:28:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	55223	100.000	7492	4907	1.296	--
总计		55223	100.000	7492			

图37 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1464-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:32:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	51996	100.000	7058	4896	1.297	--
总计		51996	100.000	7058			

图38 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1465-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:37:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	54313	100.000	7383	4915	1.296	--
总计		54313	100.000	7383			

图39 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1466-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:41:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.349	56276	100.000	7661	4923	1.289	--
总计		56276	100.000	7661			

图40 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1467-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:46:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:34:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	54875	100.000	7468	4946	1.287	--
总计		54875	100.000	7468			

图41 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1468-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:50:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	49110	100.000	6691	4953	1.279	--
总计		49110	100.000	6691			

图42 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1469-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:54:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	66529	100.000	9053	4931	1.286	--
总计		66529	100.000	9053			

图43 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1470-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 20:59:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	65712	100.000	8936	4936	1.291	--
总计		65712	100.000	8936			

图44 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1471-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:03:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	65260	100.000	8862	4934	1.283	--
总计		65260	100.000	8862			

图45 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1472-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:08:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	67646	100.000	9166	4916	1.293	--
总计		67646	100.000	9166			

图46 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1473-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:12:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	67194	100.000	9108	4902	1.289	--
总计		67194	100.000	9108			

图47 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1474-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:16:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	63355	100.000	8568	4874	1.289	--
总计		63355	100.000	8568			

图48 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1475-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:21:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	128720	100.000	16383	4167	1.248	--
总计		128720	100.000	16383			

图49 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1476-2 - zzp-2025091521p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:25:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	129256	100.000	16400	4152	1.246	--
总计		129256	100.000	16400			

图50 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091521批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-2-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1477-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:30:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1478-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:34:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	128481	100.000	16306	4142	1.246	--
总计		128481	100.000	16306			

图52 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1479-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:38:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	128564	100.000	16329	4143	1.245	--
总计		128564	100.000	16329			

图53 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1480-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:43:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	128587	100.000	16285	4151	1.253	--
总计		128587	100.000	16285			

图54 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1481-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:47:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	129010	100.000	16334	4135	1.247	--
总计		129010	100.000	16334			

图55 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1482-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:52:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	128980	100.000	16348	4119	1.249	--
总计		128980	100.000	16348			

图56 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1483-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 21:56:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	16972	100.000	2342	4835	1.251	--
总计		16972	100.000	2342			

图57 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1484-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:00:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	14653	100.000	1967	4936	1.301	--
总计		14653	100.000	1967			

图58 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1485-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:05:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	16842	100.000	2294	4861	1.296	--
总计		16842	100.000	2294			

图59 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1486-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:09:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	20440	100.000	2738	4855	1.285	--
总计		20440	100.000	2738			

图60 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1487-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:13:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	15266	100.000	2067	4860	1.251	--
总计		15266	100.000	2067			

图61 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1488-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:18:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:35:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	13944	100.000	1897	4933	1.300	--
总计		13944	100.000	1897			

图62 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1489-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:22:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	30516	100.000	4095	4826	1.301	--
总计		30516	100.000	4095			

图63 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1490-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:27:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	27624	100.000	3700	4822	1.288	--
总计		27624	100.000	3700			

图64 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1491-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:31:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	27572	100.000	3714	4880	1.292	--
总计		27572	100.000	3714			

图65 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1492-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:35:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	32435	100.000	4369	4865	1.292	--
总计		32435	100.000	4369			

图66 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1493-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:40:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	29631	100.000	4013	4935	1.288	--
总计		29631	100.000	4013			

图67 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1494-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:44:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	25720	100.000	3467	4896	1.300	--
总计		25720	100.000	3467			

图68 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1495-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:48:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	40554	100.000	5493	4981	1.304	--
总计		40554	100.000	5493			

图69 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1496-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:53:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	37906	100.000	5105	4910	1.301	--
总计		37906	100.000	5105			

图70 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1497-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 22:57:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	39284	100.000	5290	4912	1.314	--
总计		39284	100.000	5290			

图71 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1498-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:02:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	43024	100.000	5807	4883	1.298	--
总计		43024	100.000	5807			

图72 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1499-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:06:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	39372	100.000	5329	4938	1.308	--
总计		39372	100.000	5329			

图73 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1500-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:10:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	37113	100.000	5019	4952	1.299	--
总计		37113	100.000	5019			

图74 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1501-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:15:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	47247	100.000	6375	4924	1.303	--
总计		47247	100.000	6375			

图75 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1502-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:19:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	45599	100.000	6168	4939	1.280	--
总计		45599	100.000	6168			

图76 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1503-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:23:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	46580	100.000	6324	4997	1.308	--
总计		46580	100.000	6324			

图77 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1504-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:28:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	48427	100.000	6570	4932	1.302	--
总计		48427	100.000	6570			

图78 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1505-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:32:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	46314	100.000	6276	4971	1.316	--
总计		46314	100.000	6276			

图79 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1506-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:37:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	45461	100.000	6151	4951	1.304	--
总计		45461	100.000	6151			

图80 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1507-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:41:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	53361	100.000	7248	5013	1.309	--
总计		53361	100.000	7248			

图81 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1508-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:45:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	52229	100.000	7048	4939	1.311	--
总计		52229	100.000	7048			

图82 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1509-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:50:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:36:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	53383	100.000	7213	4925	1.298	--
总计		53383	100.000	7213			

图83 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1510-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:54:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	55094	100.000	7484	4975	1.291	--
总计		55094	100.000	7484			

图84 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1511-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/23 23:58:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	52839	100.000	7195	4988	1.298	--
总计		52839	100.000	7195			

图85 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1512-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:03:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	52659	100.000	7124	4964	1.302	--
总计		52659	100.000	7124			

图86 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1513-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:07:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	60043	100.000	8176	5000	1.291	--
总计		60043	100.000	8176			

图87 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1514-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:12:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	58873	100.000	7968	4931	1.307	--
总计		58873	100.000	7968			

图88 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1515-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:16:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	59932	100.000	8121	4978	1.303	--
总计		59932	100.000	8121			

图89 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1516-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:20:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	61298	100.000	8261	4908	1.301	--
总计		61298	100.000	8261			

图90 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1517-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:25:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	59934	100.000	8100	4904	1.302	--
总计		59934	100.000	8100			

图91 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1518-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:29:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	59122	100.000	7989	4911	1.297	--
总计		59122	100.000	7989			

图92 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1519-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:33:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	69363	100.000	9384	4977	1.297	--
总计		69363	100.000	9384			

图93 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1


999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1520-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:38:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	68719	100.000	9262	4914	1.298	--
总计		68719	100.000	9262			

图94 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1521-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:42:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	68870	100.000	9281	4945	1.300	--
总计		68870	100.000	9281			

图95 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1522-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:46:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	70242	100.000	9482	4924	1.310	--
总计		70242	100.000	9482			

图96 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1523-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:51:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	69829	100.000	9423	4917	1.301	--
总计		69829	100.000	9423			

图97 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1524-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 00:55:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	67790	100.000	9175	4948	1.303	--
总计		67790	100.000	9175			

图98 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1525-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:00:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	128666	100.000	16338	4178	1.257	--
总计		128666	100.000	16338			

图99 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1526-2 - zzp-2025091522p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:04:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	128857	100.000	16381	4200	1.258	--
总计		128857	100.000	16381			

图100 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091522批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-2-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1527-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:08:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
溶剂




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1528-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:13:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	129481	100.000	16464	4195	1.266	--
总计		129481	100.000	16464			

图102 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1529-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:17:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	130001	100.000	16471	4167	1.266	--
总计		130001	100.000	16471			

图103 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-2




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1530-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:22:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:37:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	129453	100.000	16396	4163	1.266	--
总计		129453	100.000	16396			

图104 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-3




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1531-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:26:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	129391	100.000	16381	4161	1.264	--
总计		129391	100.000	16381			

图105 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-4




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1532-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:30:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.329	129323	100.000	16460	4181	1.253	--
总计		129323	100.000	16460			

图106 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-1-5




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1533-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:35:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	11306	100.000	1534	4933	1.298	--
总计		11306	100.000	1534			

图107 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-5min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1534-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:39:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	10508	100.000	1442	4339	1.285	--
总计		10508	100.000	1442			

图108 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-5min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1535-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:44:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	12135	100.000	1652	4947	1.286	--
总计		12135	100.000	1652			

图109 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-5min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1536-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:48:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	13328	100.000	1842	5124	1.270	--
总计		13328	100.000	1842			

图110 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-5min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1537-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:52:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	9795	100.000	1293	4627	1.362	--
总计		9795	100.000	1293			

图111 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-5min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1538-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 01:57:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	11614	100.000	1582	5060	1.345	--
总计		11614	100.000	1582			

图112 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-5min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1539-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:01:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	25979	100.000	3490	4788	1.300	--
总计		25979	100.000	3490			

图113 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-10min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1540-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:05:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	25858	100.000	3455	4776	1.286	--
总计		25858	100.000	3455			

图114 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-10min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1541-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:10:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	27678	100.000	3716	4900	1.307	--
总计		27678	100.000	3716			

图115 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-10min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1542-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:14:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	28745	100.000	3871	4961	1.322	--
总计		28745	100.000	3871			

图116 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-10min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1543-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:19:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	24181	100.000	3278	4869	1.296	--
总计		24181	100.000	3278			

图117 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-10min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1544-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:23:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	26448	100.000	3574	4863	1.317	--
总计		26448	100.000	3574			

图118 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-10min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1545-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:27:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	34684	100.000	4678	4942	1.304	--
总计		34684	100.000	4678			

图119 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-15min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1546-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:32:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	34176	100.000	4594	4961	1.311	--
总计		34176	100.000	4594			

图120 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-15min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1547-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:36:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	36234	100.000	4864	4837	1.294	--
总计		36234	100.000	4864			

图121 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-15min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1548-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:41:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	37324	100.000	4963	4852	1.309	--
总计		37324	100.000	4963			

图122 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-15min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1549-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:45:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	33295	100.000	4475	4901	1.302	--
总计		33295	100.000	4475			

图123 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-15min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1550-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:49:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	35258	100.000	4734	4885	1.313	--
总计		35258	100.000	4734			

图124 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-15min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1551-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:54:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:38:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	41031	100.000	5531	4881	1.312	--
总计		41031	100.000	5531			

图125 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-20min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1552-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 02:58:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	40426	100.000	5416	4876	1.298	--
总计		40426	100.000	5416			

图126 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-20min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1553-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:03:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.351	41629	100.000	5576	4839	1.297	--
总计		41629	100.000	5576			

图127 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-20min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1554-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:07:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.350	43237	100.000	5825	4882	1.307	--
总计		43237	100.000	5825			

图128 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-20min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1555-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:11:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	39826	100.000	5412	5027	1.305	--
总计		39826	100.000	5412			

图129 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-20min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1556-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:16:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	40787	100.000	5521	4937	1.310	--
总计		40787	100.000	5521			

图130 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-20min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1557-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:20:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	49577	100.000	6685	4934	1.300	--
总计		49577	100.000	6685			

图131 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-30min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1558-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:24:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	48631	100.000	6545	4894	1.309	--
总计		48631	100.000	6545			

图132 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-30min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1559-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:29:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	50484	100.000	6795	4952	1.302	--
总计		50484	100.000	6795			

图133 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-30min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1560-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:33:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	51809	100.000	6994	4929	1.308	--
总计		51809	100.000	6994			

图134 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-30min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1561-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:38:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.354	48466	100.000	6495	4844	1.304	--
总计		48466	100.000	6495			

图135 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-30min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1562-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:42:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	49677	100.000	6679	4907	1.309	--
总计		49677	100.000	6679			

图136 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-30min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1563-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:46:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	58367	100.000	7826	4881	1.307	--
总计		58367	100.000	7826			

图137 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-45min-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1564-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:51:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	57634	100.000	7709	4898	1.308	--
总计		57634	100.000	7709			

图138 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-45min-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1565-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 03:55:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	58613	100.000	7839	4839	1.306	--
总计		58613	100.000	7839			

图139 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-45min-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1566-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:00:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	60108	100.000	8027	4840	1.306	--
总计		60108	100.000	8027			

图140 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-45min-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1567-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:04:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	56675	100.000	7600	4876	1.305	--
总计		56675	100.000	7600			

图141 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-45min-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1568-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:08:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.352	58237	100.000	7786	4843	1.308	--
总计		58237	100.000	7786			

图142 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-45min-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1569-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:13:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	69935	100.000	9298	4812	1.292	--
总计		69935	100.000	9298			

图143 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1570-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:17:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	68992	100.000	9213	4838	1.301	--
总计		68992	100.000	9213			

图144 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1571-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:22:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:39:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	69344	100.000	9273	4811	1.300	--
总计		69344	100.000	9273			

图145 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1572-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:26:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:40:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	71000	100.000	9488	4812	1.299	--
总计		71000	100.000	9488			

图146 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1573-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:30:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:40:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	69499	100.000	9220	4779	1.305	--
总计		69499	100.000	9220			

图147 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1574-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:35:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:40:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.353	69402	100.000	9273	4817	1.297	--
总计		69402	100.000	9273			

图148 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40 $^{\circ}$ C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1575-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:39:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:40:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.328	129248	100.000	16220	4092	1.264	--
总计		129248	100.000	16220			

图149 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-2-1




999他达拉非片

<样品信息>

色谱柱: LP-C8(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 40°C 波长: 285nm
 数据文件名: RC\$999 - 27-22/30-1576-2 - zzp-2025091621p-rcqx-pH4.5jz-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$999 - 999-20251020-tdlf-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$999 - 20251023-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-27
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/24 04:44:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/24 10:40:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 285nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.327	128942	100.000	16198	4092	1.261	--
总计		128942	100.000	16198			

图150 他达拉非片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025091621批-均一性2-pH4.5介质
 对照品溶液-2-2